

# PASURIRE (パスリル) の使い方



▶ 使い方動画はこちら → <https://youtu.be/Wn6i1YXzqPI>

パスリルは、1台に8つの機能を搭載した。美肌ケアと小顔メイクのためのオールインワン美顔器です。特殊な『ラジオ波』と『赤色LEDライト』搭載し、お肌の代謝UPとリフトUPが可能です。さらに生活防水機能が加わったため、浴室での使用やスチーマーとの併用、水洗いが可能となりました。これまでに無かった豊富な機能を、1台に詰め込んだパスリルで、本格的なフェイシャルケアをお楽しみ下さい。

## 《注意事項》

- ▶ **CL** モードをご使用の際は、**精製水** または **化粧水** を **コットン** に塗布してご使用下さい。
- ▶ **RF** モードをご使用の際は、必ず同梱の **パスリルジェル** をご使用下さい。
- ▶ **EMS** モードをご使用の際は、**精製水** または **化粧水** を **コットン** に塗布してご使用下さい。または、同梱の **パスリルジェル** をご使用下さい。
- ▶ **P** モードでエレクトロポレーションを行う場合は、ポレーション美容液 をご使用下さい。エレクトロポレーションを行わない場合は、**精製水** または **化粧水** を **コットン** に塗布してご利用になるか、同梱の **パスリルジェル** をご使用下さい。

**CL** **RF** モード：毎日使用可能。 **EMS** モード：2日に1回。 **P** モード：3日に1回のスペシャルケアです。各メニュー 5分間 使用して下さい。(5分で自動停止するようになっています。)

## 《充電について》

充電ランプが早い点滅状態から、充電が完了するまで約2時間かかります。RFモードで使用した場合は約10回、EMSモードでは約50回使用できます。



表示	状態
点灯	充電中
点滅	電池残量少ない
早い点滅	要充電

## 《ご使用 STEP》

あくまでも推奨のSTEPです。どんな順番で行っても、どれか一つだけのご使用でも問題ありません。日々継続することでお肌は変わってきます。

- ① **CL** モード  
エレクトロクレンジング  
+イオン導入+ミリカレント
  - ◆クレンジングや洗顔では落とすきれない、毛穴のミクロな汚れ\*を取り除きます。  
\*ファンデーションや化粧カス、排気ガス、古い角質など。
  - ◆導入用美容液をお使いになることで、イオン導入も同時に行えます。
  - ◆さらに、細胞の状態を正常化していく働きがある、ミリカレントを同時発信。
- ② **RF** モード  
ラジオ波+赤色LED
  - ◆RF(ラジオ波)でお肌の深部まで温める事により、お顔のたるみ解消などの効果が期待できます。
  - ◆血流が促進され表情筋を緩ませることで、リフトアップや小顔効果を促進します。
  - ◆細胞活性により、シワや色素沈着の抑制が期待できる、赤色LEDを同時照射。
- ③ **EMS** モード  
PDM波+赤色LED
  - ◆痛みのない特殊波形で、お肌の深部から広範囲の顔筋トレーニングが可能。
  - ◆日頃使っていない顔の表情筋を動かすことで、小顔・リフトアップ・たるみ二重あごの改善などの効果が期待できます。赤色LEDを同時照射。
- ④ さらにスペシャルケアを行う場合は **P** モード  
パスリル波+赤色LED  
+エレクトロポレーション
  - ◆特殊複合波形パスリル波にエレクトロポレーションと赤色LEDを融合させた、1モード3役のスペシャルケアモードです。
  - ◆コットンにポレーション美容液を塗布することで、表情筋を運動させながらエレクトロポレーションとしても使えるスペシャルモードです。

《基本のご使用方法》

